



SCHAMPIKUDDEN

För en förbättrad sittfunktion på sängkanten

För att erbjuda en trygg sittställning för den som inte orkar att sitta upp utan stöd har Järven Health Care, i samarbete med vårdpersonal, tagit fram Schampikudden. Schampikudden placeras enkelt bakom brukarens rygg och skapar en bekväm sittande position som hjälper vårdtagaren att äta eller läsa. Det skålade ryggstödet ger god komfort och kan även lindra ångest och andnöd hos patienter med lung- eller hjärtsjukdomar.

- **GER ÖKAT VÄLBEFINNANDE OCH SJÄLVKÄNSLA**
Genom att öka positioneringsalternativen ökar känslan av frihet vilket kan vara avgörande för vårdtagares välbefinnande.
- **UNDERLÄTTAR FÖR VÅRDPERSONALEN** vid matning, på-/avklädning och övrig omvårdnad, vilket förbättrar ergonomin för personalen och frigör resurser.
- **KAN FÖREBYGGA TRYCKSÅR** genom att erbjuda patienten fler positioneringsalternativ.
- **KAN UNDERLÄTTA ANDNING FÖR PATIENTER**
Att kunna sitta upp istället för att enbart ligga ner underlättar andningen och rekommenderas* vid till exempel Covid.

**Danderyds sjukhus, et al.*



SCHAMPIKUDDEN

UTVECKLAD FÖR ATT UNDERLÄTTA BÅDE FÖR PATIENT OCH PERSONAL

Schampikudden erbjuder en stabil sittställning för vårdtagare som inte orkar att sitta upp utan stöd. Placerad bakom ryggen, skapas en bekväm position som hjälper vårdtagaren att äta eller läsa. Det skålade ryggstödet ger god komfort och kan även lindra ångest och andnöd hos patienter med lung- eller hjärtsjukdomar.

Genom att öka positioneringsalternativen kan Schampikudden minska risken för trycksår samtidigt som alternativen för kroppsställning för vårdtagaren ökar, något som kan vara avgörande för vårdtagarens välbefinnande. Schampikudden underlättar även för för vårdpersonalen vid matning, på-/avklädning och övrig omvårdnad, vilket förbättrar ergonomin för personalen och frigör resurser.

Schampikudden passar för en mängd olika vårdmiljöer, inklusive sjukhus, äldreboenden, palliativa enheter och rehabiliteringsenheter. Den är också lämplig för användning inom handikappomsorg, BB/förlossningsavdelningar, boenden för funktionshindrade samt hemsjukvård.

Kudden levereras med ett mjukt och bekvämt överdrag av PU-material som är enkelt att desinficera och torka av. Vid behov kan överdraget enkelt tas av genom att lossa på kardborreband.

**Investera i Schampikudden för förbättrad komfort och ökat välbefinnande.
EN ENKEL LÖSNING FÖR EN BÄTTRE VÅRDMILJÖ FÖR BÅDE PERSONAL OCH PATIENT**



Schampikudden med armstöd



Schampikudden utan armstöd



Schampikudden small

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mönsterskydd nr. 002208306



Material	Kärna: Kallskum Överdrag: Polyuretan (PU)	Garanti	3 år på fabrikationsfel.
Dimensioner	85 x 70 x 40 cm (Schampikudden med armstöd) 38 x 50 x 40 cm (Schampikudden utan armstöd) 85 x 58 x 53 cm (Schampikudden Small)	Återvinning	Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.
Hygien	Ytdesinficeras med alkoholbaserat rengöringsmedel	Märkning	Storlek, Artikelnummer, Ordernummer, Tillverkningsdatum (år, månad, dag), Skötselinstruktioner, EAN, Kontaktinformation, Standarder samt Tillverkare
Vikt	1,8 - 3,1 kg beroende på modell		

OBS - SCHAMPIKUDDEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ SÄNGAR MED SÄNGGRIND.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Tel: +46 (0)660 - 22 28 50 | Fax: +46 (0) 660 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se