



# JÄRVEN RÄDDINGSLAKAN

**Med Järven Räddningslakan mellan madrassen och sängen kan patienter snabbt evakueras vid brand eller annan fara. Med ett enkelt handgrepp kan en person själv evakuera en patient.**

Järven Räddningslakan har ett extra långt draghandtag i varje kortsida som gör det möjligt för personalen att kunna evakuera med rak rygg och därmed minska den fysiska ansträngningen vid evakuering. Fästbanden är försedda med stark kardborre och färgade i en tydlig orange säkerhetsfärg.

Järven räddningslakan uppfyller svensk standard SS 876 00 39:2022 och fungerar att på både vått och torrt golv.

*OBS! Vi rekommenderar inte användning av räddningslakan i kombination med bäddmadrass/madrass ovanpå continentalsäng eller resårsäng.*

## **Standard**

Järven Räddningslakan uppfyller Svensk Standard SS 876 00 39:2022, vilket bl.a. garanterar att handtagen klarar en belastning om 1 000 N (100 Kg) vilket motsvarar en patientvikt om ca. 210 kg. Glidförmågan är hög mot vått och torrt underlag.

## **Röntgen**

Produkten är röntgentransparent.

## **Märkning**

Märkt med evakueringsinstruktioner på 8 språk, EAN-kod, skötselråd samt kontaktuppgifter till tillverkaren. Plats finns för egen märkning.



CE