



FLEXDYNA

Vår trycksårspåbyggande häldyna

Dynan används hos patienter som har tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Den kan användas redan vid ett begynnande trycksår för att förebygga ytterligare skador och minska risken för att trycksåret förvärras. Flexdynan är också idealisk för vårdtagare som har fått spinalbedövning eller som lider av smärtproblematik.

- **TVÅ VARIANTER.** Dynan finns i två modeller, en för tyngre vårdtagare (85-130 kg) med avfasad kant och en för lättare vårdtagare med plan kant.
- **UNIKT YTSKIKT LENTEX®.** Lentex® lamineras direkt på skumkärnan vilket medför att den saknar sömmar och dragkedjor. Ytskiktet är vitt för att lättare upptäcka föroreningar.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Storlek	Plan: 80 × 50 × 4 cm Fasad: 80 × 55 × 7 cm eller 80 × 55 × 12 cm
Material	Noga utvald trögskum. Överdrag av Lentex®.
Brandskydd	SS 876 00 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.
Återvinning	Preventa Flexdyna är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

