



JÄRVEN HJÄRTBRÄDA

Säkerhet - Styrka - Hygien

Utvecklad i nära samarbete med erfaren HLR-personal.

- **EFFEKTIV VID HLR-SITUATIONER.** Tillverkad i hårdplast för att vara en hjälp vid HLR-situationer på mjukt underlag (såsom madrass etc.).
- **ENKEL ATT PLACERA.** Med de mjuka greppvänliga handtagen och de mjukt nedfasade kanterna ger det dig en effektiv hjärtbräda när det verkligen gäller.

Järvens Hjärtbräda är lätt att rengöra och desinficera, vilket minskar risken för smittspridning. Vid normal rengörning rekommenderas avtorkning med mild rengörande tvällösning och vatten. Vid desinficering kan ett alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider användas.



 **Järven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se