

OPTICELL GENTLE



Konstant lågt tryck upp till sårkategori 4

Anpassar sig automatiskt efter brukarens vikt

Snabbtömning av luft för akuta HLR-lägen

OptiTex™ hygienöverdrag med unika egenskaper

En statisk smärtlindrande luftmadrass med hygienöverdrag, automatisk pump och utbytbara celler.

OPTICELL GENTLE

OptiCell Gentle är ett luftmadrasssystem särskilt lämpligt för högriskpatienter eller patienter med smärtproblematik, samt för behandling av trycksår upp till och med kategori 4. Den helautomatiska luftpumpen anpassar trycket efter brukarens vikt, position och läge med hjälp av sensorer och inbyggd intelligens.

Det finns tre varianter av OptiCell Gentle: N7, T7 och R6.

OptiCell Gentle N7 har en skumkärna med 17-19 nylonceller ovanpå.

OptiCell Gentle T7 har en skumkärna med 17-19 TPU-celler ovanpå.

OptiCell Gentle R6 är utan skum med 20-22 cell-på-cell av TPU.

Cell-on-cell innebär två lager luft utan skumbotten.

Oavsett variant är luftcellerna enkla att frigöra eller byta ut, även när patienten befinner sig på madrassen.

Med en höjd på 15-18 cm erbjuder madrassen god komfort och bra tryckavlastning. Den levereras med ett avtagbart svetsat hygienöverdrag med droppskydd för ökad hygien och enkel rengöring.

OptiCell Gentle är utrustad med avancerad men användarvänlig teknik. Pumpen, OC31, är speciellt utformad för att vara energisnål och ljudlös för patientens komfort och välbefinnande. Överdraget är helt vätsketätt för att förhindra läckage och bibehålla hygienstandarden.

GENOMTÄNKT KONSTRUKTION

Robust CPR ventil tömmer madrassen snabbt när HLR krävs.

Alarmfunktion med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck.

Hälavlastning med bortkoppling av enskilda celler (integrerat luftlås)

Droppskyddat vätsketätt blixtlås på fyra sidor. Svetsade sömmar.

Undersida med antiglid-funktion och fyra fästband.

Fyra stycken handtag för att underlätta vid förflyttning

Integrerad kabelhållare för att minska risken för bakteriespridning, Samtidigt som elsladden hålls ur vägen och skyddar luftslangarna.

God hygien, överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och även maskintvättas i 95°C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

Madrass	Madrassstyp	Höjd	Trycksårskategori	Maxlast
Opticell Gentle N7	Ersättningsmadrass (skum/luft)	18 cm	4	230 kg
Opticell Gentle T7	Ersättningsmadrass (skum/luft)	18 cm	4	230 kg
Opticell Gentle R6	Ersättningsmadrass (luft)	15 cm	4	230 kg

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 15/18 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1-4*

CELLER Madrassen har 17-20 utbytbara celler tillverkade i nylon eller mjuk TPU (polyuretan).

Madrasslängd	Antal celler, madrass: R6	Antal celler, madrass: N7 + T7
200 cm	20 celler	17 celler

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk dubbel-laminerad textil av mjuk elastisk PU.

PUMP OC31 är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz.

GARANTI 2 år på fabriktionsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Upp till 230 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 11 kg (200 x 90 cm), pump 2,6 kg

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS
VATTENTÄLIGHET
ISO 811-1981



LUFTGENOM-
SLÄPPLIGHET
ISO 11092



ÖVERDRAGETS
BRANDSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS
STRÄCKTÄLIGHET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
FÖRMÅGA
ISO 811-1981



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se