



LENTEX COMFORT

Bas madrass med fokus på hygien, anpassad för kortare liggtider

Lentex Comfort är en bas madrass med utmärkta hygieniska egenskaper, speciellt utvecklad för användare som behöver en kortare ligg tid eller när en fastare madrass föredras. Madrassen är idealisk för både vårdhem och sjukhus, där behovet av enkel rengöring och hög hygien är avgörande.

- **EXTREMT FLEXIBELT ÖVERDRAG** möjliggör Immersion and Envelopment. En viktig faktor för god tryckavlastning.
- **SEMI-TRANSPARENT LAMINAT** underlättar upptäckten av kontaminerade skumkärnor.
- **HELT UTAN SÖMMAR OCH DRAGKEDJOR** för att minska risken för kontaminering av madrassens skumkärna
- **VITT YTSKIKT**
Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING**
Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer decinfektionsmedel* vid rengöring.

* Studie, Tyskland 1999



LENTEX COMFORT


Comfort är en basmadrass med utmärkta hygieniska egenskaper, speciellt utvecklad för användare med kortare liggtid eller när en fastare madrass föredras. Madrassen är idealisk för både vårdhem och sjukhus, där behovet av enkel rengöring och hög hygien är viktigt. Tack vare konstruktion och materialval erbjuder Lentex Comfort en stabil madrass för att möta patientens behov av välbefinnande och komfort.

Laminerad med Lentex®

Madrassen har ett laminerat ytskikt av Lentex® som är helt utan sömmar och dragkedjor, vilket förbättrar hygienmöjligheterna. Det vita och semitransparenta ytskiktet gör det enkelt för personalen att upptäcka föroreningar på ytan såväl som madrasskärnan. Ytskiktet är vätskeavvisande och genomträngligt.

Hållbarhet och sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt rygggläge i säng.



10 cm homogent kallsaum 35 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Lentex® Comfort har testats av RISE enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 1.

Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Lentex Comfort	39	49	50

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material 10 cm homogent kallsaum 35 kg/m³,
Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.

Storlekar 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 10 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Sårkategori Till och med kategori 1

Madrasvikt 6-8 kg beroende på längd och bredd

Hygien ISO 811:2018.

Madrasvätt Godkänd av Sonosteam/Semistaal

Max brukarvikt 150 kg.

Garanti 1 år på utmattning av madrasskärnans
B-värde enligt SS 876 00 11.
5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen
av Lentex.

Brand SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)

Återvinning Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall.
Demontering krävs ej.

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN,
skötselansvisningar, kontaktinformation,
uppfyllda standarder samt placering i säng.

